

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LITIUM 3 ruedas

|                                   |          |                             |                 |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| Longitud scooter                  | 95 cm    | Baterías                    | LITIO 20 Ah     |
| Anchura scooter                   | 50 cm    | Motor                       | 180 W           |
| Peso total                        | 33 kg    | Velocidad máxima            | 7 km/h          |
| Peso baterías                     | 4 kg     | Autonomía máxima            | 25 km           |
| Peso asiento                      | 6,5 kg   | Asiento giratorio 360º      | SI              |
| Peso parte delantera              | 9 kg     | Manillar                    | barra           |
| Peso parte trasera                | 13 kg    | Diametro ruedas             | 19 cm           |
| Pendiente máxima                  | 21%      | Pendiente de seguridad      | 12%             |
| Asiento regulable en altura       | SI       | Peso máximo recomendado     | 100 kg          |
| Respaldo asiento abatible         | SI       | Tipo cubiertas              | macizas         |
| Anchura base asiento              | 44 cm    | Color                       | azul metalizado |
| Profundidad base asiento          | 40 cm    | Cesta portaobjetos          | SI              |
| Reposacabezas                     | NO       | Bolsa portaobjetos asiento  | SI              |
| Reposabrazos regulable en anchura | SI       | Paragolpes delantero        | NO              |
| Angulo reposabrazos regulable     | NO       | Paragolpes trasero          | SI              |
| Cinturón de seguridad             | NO       | Luces delanteras            | SI (LED)        |
| Amortiguación delantera           | NO       | Luces traseras              | reflectantes    |
| Amortiguación trasera             | NO       | Intermitentes               | NO              |
| Partes en las que se desmonta     | 5        | Ruedines antivuelco         | SI              |
| Palanca desembrague               | SI       | Regulador columna dirección | SI              |
| Certificado CE producto sanitario | CE 93_42 | Normas ISO9001 y ISO13485   | SI              |

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

