

Smart



SENCILLAMENTE COMPLETO



♣ Completas prestaciones:

Motor 180W - Baterías 2x12Ah - Velocidad 6km/h - Autonomía 16km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores (radio de giro inferior a 1 metro).

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart



SENCILLO Y MANEJABLE

DIMENSIONES COMPACTAS:

Longitud: 101cm
96cm (paragolpes desmontable)
92cm (recortable opcional)



ASIENTO GIRATORIO 360º



BATERÍAS LIGERAS Y PORTÁTILES



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

**SISTEMA
"STAND UP"**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

COMPLETO



**REPOSABRAZOS
ABATIBLES**

**REPOSABRAZOS
AJUSTABLES EN
ANCHURA**

**ASIENTO
REGULABLE EN
ALTURA**

**PALANCA
DESEMBRAGUE**



RUEDINES ANTI-VUELCO



LUCES LED

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

COMPLETO



**PARAGOLPES
LLANTAS ALEACIÓN**



CUADRO DE MANDO
Regulador velocidad
Luces LED – Claxon
Indicador carga batería



**REGULADOR
COLUMNA DIRECCIÓN**



CESTA PORTA OBJETOS

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

TRANSPORTABLE



**DISFRUTE DE SU
SCOOTER ALLÁ
DONDE VAYA**



**FÁCILMENTE
DESMONTABLE
EN 5 PARTES
(1 MINUTO)**



**FACILIDAD DE
CARGA
(PIEZA MÁS
PESADA: 13kg)**



**SIN ESFUERZO
SIN HERRAMIENTAS**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR SMART 4 ruedas

Longitud scooter	101-96-92 cm	Baterías gel	2x12 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	180 W
Peso total	41 kg	Velocidad máxima	6 km/h
Peso baterías	9,5 kg	Autonomía máxima	16 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	12 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Color	azul metalizado
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	NO
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



101 cm 50 cm 41 kg 100 kg 2x12 Ah 180W 16 km 6 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO