

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR CRUISER

Longitud scooter	120 cm	Baterías	2x32 Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	92-119cm	Motor	350 W
Anchura scooter (ruedas traseras)	53 cm	Velocidad máxima	10 km/h
Peso total	69 kg	Autonomía máxima	33 km
Peso asiento	14 kg	Peso máximo recomendado	120 kg
Peso estructura base	55 kg	Manillar	ergonómico
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Diametro ruedas	26 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	neumáticas
Asiento regulable en profundidad	SI	Altura suelo-plataforma	130 mm
Respaldo abatible	SI	Color	champagne
Anchura base asiento	43 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	44 cm	Cesta porta-objetos	SI
Asiento transportín	Opcional	Partes en las que se desmonta	3
Reposacabezas	SI	Bolsa porta-objetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	NO
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	SI (LED)
Toma USB	SI	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección hidráulico	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

