

# Litium



TECNOLOGÍA LITIO A SU ALCANCE



♣ Completas prestaciones:

Motor 180W – Baterías litio 20Ah

Velocidad max. 6km/h - Autonomía max. 25km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores.

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium



## TECNOLOGÍA LITIO A SU ALCANCE

EL SCOOTER DESMONTABLE MÁS LIGERO DEL MERCADO:  
PESO TOTAL 36kg



MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES  
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES

TIPO BATERÍAS	PESO CAJA BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	AUTODESCARGA MENSUAL
Litio 20Ah	4 kg	25 km	6%
Gel/AGM 12Ah	10 kg	16 km	20%
Gel/AGM 20Ah	17 kg	20 km	20%

- ♣ Reducida tasa de autodescarga
- ♣ No presentan problemas de efecto memoria

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium



**SENCILLAMENTE COMPLETO**

**DIMENSIONES COMPACTAS:**

Longitud: 101cm  
96cm (paragolpes desmontable)  
92cm (recortable opcional)



**SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE**



**CESTA PORTA OBJETOS**



**ASIENTO GIRATORIO 360º**

**SISTEMA  
"STAND UP"**



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium

SENCILLAMENTE COMPLETO



**REPOSABRAZOS  
ABATIBLES**

**REPOSABRAZOS  
AJUSTABLES EN  
ANCHURA**

**ASIENTO  
REGULABLE EN  
ALTURA**

**PALANCA  
DESEMBRAGUE**



**LUCES LED**



**RUEDINES ANTIVUELCO – PARAGOLPES – LLANTAS ALEACIÓN**

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium

LIGERA Y TRANSPORTABLE



DISFRUTE DE SU  
SCOOTER ALLÁ  
DONDE VAYA



FÁCILMENTE  
DESMONTABLE  
EN 5 PARTES  
( 1 MINUTO)



FACILIDAD DE  
CARGA  
(PIEZA MÁS  
PESADA: 13kg)



SIN ESFUERZO  
SIN HERRAMIENTAS

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LITIUM			
Longitud scooter	101-96-92 cm	Baterías litio	20 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	180 W
Peso total	36 kg	Velocidad máxima	6 km/h
Peso baterías	4 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	12 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Color	azul metalizado
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	NO
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



**101 cm   50 cm   36 kg   100 kg   Li 20Ah   180W   25 km   6 km/h**

***CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO***