

Litium 3R



SENCILLAMENTE COMPLETO



♣ Completas prestaciones:

Motor 180W – Baterías Lito 20Ah- Velocidad 7km/h - Autonomía 25km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores (radio de giro inferior a 1 metro).

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium 3R



TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO

EL SCOOTER DESMONTABLE MÁS LIGERO DEL MERCADO:
PESO TOTAL 32,5kg



MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES

TIPO BATERÍAS	PESO CAJA BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTODESCARGA MENSUAL
Litio 20Ah	4 kg	25 km	7 km/h	6%
Gel/AGM 12Ah	10 kg	16 km	6 km/h	20%
Gel/AGM 20Ah	17 kg	20 km	6 km/h	20%

- ♣ Reducida tasa de autodescarga
- ♣ No presentan problemas de efecto memoria

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium 3R



SENCILLO Y MANEJABLE

DIMENSIONES COMPACTAS:

Longitud: 95cm - Anchura: 50 cm
85cm -92cm (ajustable opcional)

**CESTA PORTA OBJETOS
ASIENTO GIRATORIO 360°**



**SISTEMA
"STAND UP"**



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium 3R

COMPLETO



CUADRO DE MANDO

Regulador velocidad
Luces – Claxon
Indicador carga batería

REPOSABRAZOS
ABATIBLES

REPOSABRAZOS
AJUSTABLES EN
ANCHURA

ASIENTO
REGULABLE EN
ALTURA

PALANCA
DESEMBRAGUE



RUEDINES ANTI-VUELCO



LUCES LED

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium 3R



TRANSPORTABLE

**DISFRUTE DE SU
SCOOTER ALLÁ
DONDE VAYA**



**FÁCILMENTE
DESMONTABLE
EN 5 PIEZAS
(2 MINUTOS)**



**FACILIDAD DE
CARGA
(PIEZA MÁS
PESADA: 13kg)**



**SIN ESFUERZO
SIN HERRAMIENTAS**

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Litium 3R



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LITIUM 3 ruedas

Longitud scooter	95-92-85 cm	Baterías litio	20 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	180 W
Peso total	32,5 kg	Velocidad máxima	7 km/h
Peso baterías	4 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	9 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Pendiente Máxima	21%	Peso máximo recomendado	100 kg
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Color	azul metalizado
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	NO
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	NO
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



95 cm

50 cm

38 kg

100 kg

2x12 Ah

180W

16 km

6 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO