

# Dolce Vita



DISEÑO INTELIGENTE



♣ Altas prestaciones:

Motor 400W - Velocidad max 10 km/h

Baterías 2x38 Ah - Autonomía max 40km

Suspensión integral independiente a las 4 ruedas

Asiento deluxe – Luces e intermitentes LED

Manillar ergonómico – Doble toma USB

♣ Dimensiones compactas:

Longitud de serie 120cm – Personalizable bajo pedido 100-119cm

♣ Desmontable y transportable:

Sistema “*Carry me*” de baterías individuales

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Dolce Vita



## ALTAS PRESTACIONES

MOTOR 400W - BATERÍAS 2x38Ah

VELOCIDAD máx. 10 km/h - AUTONOMÍA máx. 40km

**DOBLE CONEXIÓN USB  
PORTA LATAS DE SERIE**



**LUCES E INTERMITENTES LED**  
Delanteros y traseros.



## SUSPENSIÓN INTEGRAL

Amortiguación delantera y trasera doble y regulable para un mayor confort y capacidad de superar obstáculos.



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Dolce Vita



**COMPACTA Y TRANSPORTABLE**

SCOOTER COMPACTO: Longitud de serie 120cm  
Personalizable bajo pedido entre 100cm y 119cm



**DESMONTABLE EN 5 PARTES  
EN TAN SOLO 1 MINUTO  
SIN HERRAMIENTAS**

**INNOVADOR SISTEMA "CARRY ME" PARA FACILITAR SU TRANSPORTE:**

♣ Baterías desmontables y transportables de forma individual  
Caja ergonómica con dos zonas de agarre para facilitar su manejo

♣ Dos tomas y tres opciones de carga

Toma individual en las baterías (carga independiente o sobre scooter)

Toma en columna de dirección para no tener que agacharse

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Dolce Vita



## CONFORT



### **MANILLAR ERGONÓMICO:**

Facilita el giro y relaja la postura de conducción. Especialmente útil para personas con problemas de movilidad en brazos y hombros.

### **ASIENTO DELUXE:**

Respaldo alto y reposacabezas ajustable. Regulable en altura, anchura y profundidad. Gira 360° para facilitar acceso del ocupante. Respaldo abatible y reclinable. Reposabrazos abatibles y regulables en ángulo.



### **RUEDAS ANTIPINCHAZOS**

### **LLANTAS DE ALEACION:**

Libres de pinchazos, absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Dolce Vita



## SEGURIDAD



### **RETROVISORES:**

Facilitan las maniobras y la localización de obstáculos, especialmente para personas con dificultad para girarse.

### **PARACHOQUES:**

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos

### **REPOSACABEZAS:**

Protege el cuello y la columna del conductor  
(regulable en altura)

### **RUEDINES ANTIVUELCO**



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Dolce Vita



## CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745  
PRODUCTO SANITARIO  
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Dolce Vita



## ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR DOLCE VITA			
Longitud scooter	120 cm	Baterías	2x38 Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	100-119cm	Motor	400 W
Anchura scooter (ruedas traseras)	60 cm	Velocidad máxima	10 km/h
Peso total	87 kg	Autonomía máxima	40 km
Peso estructura base	45 kg	Peso máximo recomendado	136 kg
Peso baterías extraíbles	2x12 kg	Manillar	ergonómico
Peso asiento	18 kg	Porta latas/botellas de serie	SI
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Diametro ruedas	23-26 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	antipinchazos
Asiento regulable en profundidad	SI	Altura suelo-plataforma	105 mm
Respaldo abatible y reclinable	SI	Color	azul metalizado
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	48 cm	Cesta porta-objetos	SI
Asiento transportín	Opcional	Partes en las que se desmonta	5
Reposacabezas	SI	Bolsa porta-objetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	SI	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces traseras	SI (LED)
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes (delanteros y traseros)	SI (LED)
Toma USB	SI (doble)	Ruedines antivuelco	SI
Toma de carga en batería	SI	Toma de carga superior	SI
Palanca desembrague	SI	Toma trasera para accesorios	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



**120 cm    60 cm    87 kg    136 kg    2x38 Ah    400W    40 km    10 km/h**

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**