

Colibri®



reddot award 2014
winner

Más fácil de transportar y con mayor
rendimiento en exteriores.



Yes, you can.®

El **Invacare Colibri** es el micro scooter que le proporcionará el confort, la autonomía y el rendimiento que estaba esperando. Es el compañero ideal para las actividades de la vida cotidiana como por ejemplo ir de compras a un centro comercial o pasear por la ciudad -i y todo esto sin esfuerzo! Gracias a sus reducidas dimensiones y a su nuevo mecanismo de desmontaje patentado **Litelock™**, es muy fácil de transportar y cabe perfectamente en el maletero del coche.

Colibri está ahora disponible en versión 3 ruedas con un radio de giro reducido e ideal para usuarios que tienen problemas para flexionar las piernas o los que necesitan más espacio para los pies.

*Patente pendiente

Más fácil de desmontar y transportar

El **Colibri** está equipado con un nuevo mecanismo que permite desmontarlo con una sola mano en tan sólo unos segundos. Los 4 elementos de peso reducido pueden ser transportados de forma fácil en cualquier maletero. El **Colibri** es un scooter polivalente: es compacto, maniobrable y ofrece resultados mejorados en exteriores gracias a sus motores de 8 km/h, baterías de 18Ah y ruedas de mayor tamaño (210x65mm.) como opción.

Nuevo diseño y resultados en exteriores mejorados

El **Colibri** tiene un diseño novedoso y atractivo gracias a su kit de 5 colores intercambiables, sus llantas negras y un asiento de color negro con costuras blancas más confortable. Y para mejorar el confort, está disponible como opción la suspensión de asiento.

Características



2 opciones de ruedas y baterías

Baterías de 12Ah o 18Ah y ruedas de 200x50mm. o 210x65mm. para mejores resultados en exteriores.



Nuevo sistema de desmontaje patentado* **Litelock™**

El **Colibri** se desmonta muy fácilmente en 4 partes para ser transportado a cualquier sitio.



Kit de colores

5 kits de colores disponibles que se pueden poner y quitar fácil y rápidamente para personalizar su **Colibri**.

Datos técnicos *

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

| | Ancho de asiento | Profundidad asiento | Altura asiento | Altura respaldo | Ancho total | Largo total | Distancia al suelo | Peso total |
|-------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|
| <i>Invacare Colibri</i> |  465 mm |  400 mm |  405 mm ¹ 510 mm ² |  385 mm |  510 mm ³ 520 mm ⁴ |  1010 mm |  450 mm ⁵ 650 mm ⁶ |  45.7 kg (baterías 12 Ah) ⁷ 48.9 kg (baterías 18 Ah) ⁷ |
| | Peso máximo del usuario | Capacidad de las baterías | Radio de giro | Capacidad para superar obstáculos | Pendiente máxima | Potencia del motor | Velocidad máxima | Autonomía |
| <i>Invacare Colibri</i> |  136 kg |  2 x 12 Ah 2 x 18Ah |  2200 mm (4 ruedas) 1940 mm (3 ruedas) |  40 mm ⁵ 45 mm ⁶ |  6° / 10.5% |  200 W |  12 Ah: 11 km 18 Ah: 16 km |  8 km/h |

1. Altura de asiento desde plataforma
2. Altura de asiento desde suelo
3. Ancho de la base motriz con ruedas 200 x 50 mm . Ancho total de brazo a brazo colocados al mínimo: 550 mm (parte exterior)
4. Ancho de la base con ruedas 210 x 65 mm - Ancho total de brazo a brazo colocados al mínimo: 550 mm (parte exterior)

5. Ruedas 200 x 50 mm
6. Ruedas 210x65 mm
7. Parte delantera: 15.6 kg / Parte trasera: 9.6 kg/ baterías: 5.2 kg x 2 (12 Ah) - baterías: 6.8 kg x 2 (18 Ah) / Asiento: 10.1 kg

Color



Litelock™ system



* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.