

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR BRAVO

Longitud scooter	95 cm	Longitud scooter plegado	39 cm
Anchura scooter (sin reposabrazos)	46 cm	Anchura scooter plegado	46 cm
Altura scooter	85 cm	Altura scooter plegado	87 cm
Plegado automático con mando	SI	Motor brushless	150 W
Batería	LITIO 10Ah	Autonomía máxima	18 km
Velocidad máxima	6 km/h	Altura plataforma a suelo	140 mm
Peso estructura base	22,9 kg	Peso total	24,6 kg
Peso caja baterías (extraíble)	1,7 kg	Anchura ruedas	5 cm
Tipo cubiertas	macizas	Diámetro ruedas delanteras	18 cm
Diámetro ruedas traseras	20 cm	Cesta porta-objetos	SI
Manillar regulable en altura	SI	Pendiente de seguridad	8%
Pendiente máxima	0,18	Peso máximo recomendado	110 kg
Asiento giratorio 360º	NO	Respaldo asiento abatible	SI
Asiento regulable en altura	NO	Altura respaldo respecto asiento	29 cm
Anchura base asiento	36 cm	Color	azul metalizado
Profundidad base asiento	33 cm	Asa de transporte	SI
Transportable tipo trolley	SI	Ruedines trolley rollator	SI (4)
Radio de giro	60 cm	Reposabrazos	SI
Palanca desembrague	SI	Ruedines antivuelco	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 93_42	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo.  
En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

